

wave.

## U skladu sa svačijom kupaoionicom

GMFCS  
Level III-V

kg  
max. 114



0°-75°

0°-75°

38- 44cm

27-43cm

**RIFTON Wave** je inovativna ležaljka za tuširanje i kupanje koja pruža udobnost i sigurnost. Njena udobna sjedeća površina i prilagodljivi naslon za leđa osiguravaju optimalno prilagođavanje korisniku. Ležaljka ima pojaseve za prsa, zdjelicu i noge, pružajući stabilnost i sigurnost tijekom korištenja. Također, omogućuje dodavanje produžetka za potkoljenice kako bi korisnici mogli prilagoditi ležaljku prema svojim individualnim potrebama. Wave RIFTON ležaljka za tuširanje i kupanje je idealna za pružanje udobnosti i podrške tijekom higijenskih rutina, osiguravajući bezbrižno i sigurno iskustvo za vaše dijete.



### Okvir za kađu

Postavlja ležaljku na idealnu visinu i rasterećuje vašu leđa



### Podvozje za tuš kabinu

Sa svojim kotačićima koji se mogu lako zaključiti ova verzija izuzetno je mobilna te se može koristiti i za transfere.





# wave.

Naslon za glavu  
prilagodljiv po visini i širini.



Pojas za prsa  
omogućuje sigurnost i podršku,  
može se koristiti i kao pojas za zdjelicu.

Odvojiva presvlaka  
za lakše održavanje i čišćenje u perilici rublja.

Opcija remenčića za noge  
za više sigurnosti.

Plastični okvir  
podesiv po visini.

Potporne nožice  
podesive po visini.


Opcija produžetka za  
potkoljenice  
podesiv po kutu.

Nagib leđnog naslona  
može se podesiti jednom  
rukom.

Oslonac za potkoljenice može biti neovisno prilagođen čak i tijekom  
upotrebe pomagala. Osigurava vašem djetetu stabilno sjedenje ili  
udoban ležeći položaj.



Boja okvira  Bijela



Korištenje prijenosnog podvozja olakšava kupanje u kadi i omogućuje rotaciju podvozja do 90 stupnjeva kako bi svoje dijete lakše pozicionirali u ležaljku.



| Karakteristike   | Veličina 1 | Veličina 2                  | Veličina 3 |
|--|------------|-----------------------------|------------|
| Dubina sjedišta  | 27cm       | 33cm                        | 43cm       |
| Širina sjedišta  | 38cm       | 38cm                        | 44cm       |
| Visina naslona za leđa   | 58cm       | 67cm                        | 81cm       |
| Visina sjedišta  | 5cm / 18cm | 5cm / 18cm                  | 5cm / 18cm |
| Visina sjedišta s okvirom za kadu                              | 32 - 47cm  | 32 - 47cm                   | 32 - 47cm  |
| Visina sjedišta sa podvozjem za tuš kabinu                     | 70cm       | 70cm                        | 70cm       |
| Visina sjedišta prijenosnog podvozja                           | 53 - 75cm  | 53 - 75cm                   | 53 - 75cm  |
| Dužina ležaljke u ravnom položaju bez oslonca za potkoljenice  | 89cm       | 104cm                       | 128cm      |
| Dužina ležaljke u ravnom položaju sa osloncima za potkoljenice | 108cm      | 124cm                       | 155cm      |
| Širina   | 46cm       | 46cm                        | 53cm       |
| Dužina ležaljke  | 75cm       | 75cm                        | 75cm       |
| Visina okvira za kadu  | 20cm       | 20cm                        | 20cm       |
| Dužina okvira za kadu  | 99cm       | 99cm                        | 99cm       |
| Širina okvira za kadu  | 44cm       | 44cm                        | 44cm       |
| Visina podvozja za tuš kabinu                                  | 56cm       | 56cm                        | 56cm       |
| Širina podvozja za tuš kabinu                                  | 69cm       | 69cm                        | 69cm       |
| Dužina podvozja za tuš kabinu                                  | 86cm       | 86cm                        | 86cm       |
| Maksimalna nosivost  | 34kg       | 68kg                        | 114kg      |
| Kut naslona i sjedišta   |            | 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° |            |