



## Koncentrator kisika za kućnu uporabu

### 8F-5A

-  93 ± 3 % koncentracija kisika
-  Silikatna sita uvezena iz U.S.-a
-  Izuzetno tih rad
-  LCD zaslon s inverznim (obrnutim) prikazom visoke čitljivosti
-  Inteligentni nadzor
-  Sustav daljinskog upravljanja putem infracrvenog (IR) signala



Raspon protoka: 0 - 5 L/min

Koncentracija kisika: 93 ± 3 %

Maksimalni izlazni tlak: 35 kPA

Razina buke: 50 dB(A)

Ulazna snaga: 400 VA

Neto masa: 16,6 kg (36,6 lbs)

Dimenzije: 39 × 24,5 × 50 cm

Minimalno vrijeme rada: 30 minuta

Potpuno plastično vanjsko kućište, sigurno i pouzdano.

S funkcijama brojača sat rada i kumulativnog rada.

Sigurnosni ventil za tlak osigurava dodatnu sigurnost.

S alarmom za tlak, alarmom kvara ciklusa, alarmom kvara kompresora i alarmom niske koncentracije kisika.

Kompresor ima toplinsku zaštitu koja osigurava sigurnost kompresora i koncentratora.

#### JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD

Sales Center Address: Huanyuan East Road No.1, Xuzhuang Software Park, Nanjing, Jiangsu Province, P.R. China

Tel: 86-25-8713 6530 Fax: 86-25-8713 6530

E-mail: yuwellsales@yuyue.com.cn ; sales@yuyue.com.cn

www.yuwell.com