

yuwell



PRIJENOSNI KONCENTRATOR KISIKA

POUZDANA I STABILNA OPSKRBA KISIKOM

Spirit -3



0.02s

Odaziv u
0,02 sec



Prijenosan




4 ključne tehnologije



Odvojivo molekularno sito
Brza i jednostavna zamjena



Pulsni protok
Visokoučinkovita i brza isporuka
kisika



Modularne litijske baterije
Brza i stabilna opskrba kisikom
tijekom udisaja



Podešavanje u četiri razine protoka
Jednostavno i praktično upravljanje



KISIK UVIJEK UZ VAS

Spirit -3



PAŽLJIVO OSMIŠLJENI DETALJI




Mikrozakrivljene tipke
Udobne na dodir i ugodne
za korištenje

Curved button



Ergonomska naramenica
Udobno nošenje bez
opterećenja

Easy and Comfortable



Protuklizna teksturirana površina
Izdržljiva i sigurna za rukovanje

Intimate Design



Mini torbica za pohranu
Higijensko spremanje nazalne
kanile bez savijanja cijevi

Convenient and Hygienic



NAPREDNI SIGURNOSNI SUSTAV



Kvar tlaka – alarm i automatsko zaustavljanje rada



Alarm pri niskoj koncentraciji kisika



Alarm pri nedetektiranom disanju korisnika



Alarm pri niskoj razini baterije



- Kontinuirani sustav nadzora i upozorenja osigurava sigurnu i pouzdanu terapiju kisikom.

PRIMJENA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Zahvaljujući maloj težini i prijenosnom dizajnu, Spirit-3 omogućuje terapiju kisikom kod kuće, na otvorenom, tijekom putovanja automobilom te na većim nadmorskim visinama, pružajući veću slobodu i neovisnost korisnicima.



Indoor



Outdoor



Inside the car



Altitude plateau



Visokokvalitetni kompresor



Pulsna isporuka kisika



Modularna litijaska baterija



Automatski alarmni sustav

VRIJEME RADA UREĐAJA

RAZINA	VRIJEME RADA PRI PUNOJ BATERIJI
1	5h20min
2	3h20min
3	2h20min
4	2h



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	SPIRIT-3
Raspon protoka	3.5L/min
Koncentracija kisika	96%~90%
Način isporuke kisika	Generate oxygen by impulses
Maksimalni izlazni tlak	150kPa
Razina buke tijekom rada	≤55dB
Minimalno vrijeme rada	30min
Alarm i automatsko isključivanje pri pregrijavanju sustava	✓
Alarm i automatsko isključivanje pri padu tlaka	✓
Alarm i automatsko isključivanje pri kvaru kompresora	✓
Alarm i automatsko isključivanje pri pregrijavanju baterije	✓
Alarm niske koncentracije kisika	✓
Alarm nedetektiranog disanja	✓
Alarm izostanka protoka kisika	✓
Alarm niske razine baterije	✓
Alarm pri potpunom pražnjenju baterije	✓